



## i-view™ video laringoskopas

Video laringoskopija visais intubavimo atvejais



**Kvėpavimo takų valdymas** ▪ Kvėpavimo takų priedai

## Pristatome i-view™ video laringoskopą

**Vieno dydžio ▪ Vienkartinis ▪ Visas pilnai utilizuojamas**

i-view yra naujas vienkartinis Intersurgical video laringoskopas, suteikiantis galimybę atlikti video laringoskopiją visur, kur prireiktų intubuoti.

Dėl integruotos Macintosh tipo laringoskopo mentelės, i-view taip pat galima naudoti tiesioginei laringoskopijai, o įvedimo technika yra geriau pažįstama ir instinktyvesnė už prietaisų su labai užlenkta mentele techniką. Paruoštas naudoti vos per kelias sekundes nuo išėmimo iš pakuotės. Dėl ergonomiškos konstrukcijos i-view paprasta naudoti, o integruotame LCD ekrane rodomas optimalus vaizdas esant įvairioms apšvietimo sąlygoms.



### **i-view leidžia matyti gerklų struktūras, kad ir kur reikėtų intubuoti**

Daugkartinio naudojimo video laringoskopo naudojimą keliose gydymo įstaigos vietose dažnai riboja didelė šios priemonės kaina. Tokiais atvejais i-view yra ekonomiškai naudingas sprendimas, kuriame suderinami visi visiškai integruoto video laringoskopo pranašumai vienkartiniam gaminyje. Dėl to i-view idealiai tinka:

- skubiajai medicinai
- gaivinimui
- anestezijai
- sudėtingiems kvėpavimo takams
- intensyviajai priežiūrai



Intensyviajai priežiūrai



Gaivinimui



Sudėtingiems kvėpavimo takams



## Ypatybės ir pranašumai

### Video laringoskopija visais intubavimo atvejais

#### Vieno dydžio

nereikia turėti kelių dydžių

#### Vienkartinis

mažesnė kryžminės infekcijos rizika ir išvengiama pakartotinio apnuošimo išlaidų

#### Visas pilnai utilizuojamas

prieš utilizuojant nereikia išimti baterijų

#### Integruotas LCD ekranas

suteikia optimalų vaizdą esant įvairioms apšvietimo sąlygoms

#### Ergonomiška konstrukcija

užtikrina, kad i-view patogiu ir paprastu naudoti



#### Įjungimo / išjungimo jungiklis

i-view paruoštas naudoti per kelias sekundes nuo išėmimo iš pakuotės

#### Kamera ir LED lempa

optimaliam vaizdui



#### Macintosh tipo laringoskopo mentelė

i-view galima naudoti ir tiesioginei, ir video laringoskopijai







i-view tiekiamas dėžutėmis po 2 vienetus. Kiekvienas prietaisas yra atskirai supakuotas specialiame standžiame apvalkale, užsandarintame plastiko plėvele, kad prietaisas būtų apsaugotas tiek transportuojant, tiek sandėliuojant. Pakuotę lengva atidaryti suradus kampą su nykščio simboliu ir nuplėšiant nuo pakuotės viršutinę plastiko plėvelę, kol gaminį bus lengva išimti. Prietaiso partijos numeris ir galiojimo data nurodyti krašte virš LCD ekrano.



Kodas	Aprašas	Kiekis dėžėje
8008000	i-view video laringoskopas	2

[Pateikti užklausa](#)

[Sužinokite daugiau](#)

[Žiūrėkite vaizdo medžiaga](#)