


FitMax™ CPAP viso veido kaukė

FitMax CPAP viso veido kaukė – tai vienkartinė NIV priemonė suaugusiųjų (> 30 kg) neinvazinei ventilacijai, skirta naudoti su nuolatinio teigiamo kvėpavimo takų slėgio (CPAP) ir dviejų lygių teigiamo slėgio aparatais ligoninės aplinkoje. Kaukės dizainas padeda pašalinti nosies tiltelio problemas, kurios gali būti susijusios su tradicinėmis oronasalinėmis kaukėmis. FitMax lengva uždėti, ji siūloma 3 dydžių, kurie tinka daugumai pacientų.

Dvi skirtingų spalvų alkūnės pritaikytos skirtingoms klinikinėms situacijoms – naudojant antiasfinkinę alkūnę su nuotėkio prievadu, skirtą vienos atšakos kvėpavimo sistemoms, ir standartinę alkūnę, skirtą dviejų atšakų kvėpavimo sistemoms.



Kodas	Aprašymas	Spalvota alkūnė	Kiekis dėžėje
Skirta naudoti vienos atšakos kvėpavimo sistemose			
2290020	FitMax CPAP viso veido kaukė su ventiliuojama antiasfinkine alkūne, tvirtinimo ant galvos dirželiu, vidutinio dydžio	●	10
2290030	FitMax CPAP viso veido kaukė su ventiliuojama antiasfinkine alkūne, tvirtinimo ant galvos dirželiu, didelio dydžio	●	10
2290040	FitMax CPAP viso veido kaukė su ventiliuojama antiasfinkine alkūne, tvirtinimo ant galvos dirželiu, labai didelio dydžio	●	5
Skirta naudoti dviejų atšakų kvėpavimo sistemose			
2290070	FitMax CPAP viso veido kaukė su standartine alkūne, tvirtinimo ant galvos dirželiu, vidutinio dydžio	●	10
2290080	FitMax CPAP viso veido kaukė su standartine alkūne, tvirtinimo ant galvos dirželiu, didelio dydžio	●	10
2290090	FitMax CPAP viso veido kaukė su standartine alkūne, tvirtinimo ant galvos dirželiu, labai didelio dydžio	●	5